

# La plus large gamme de verres Transitions® disponible

Même nouvelle technologie Transitions VI pour tous les types de matériaux TL1.67, TL16, Airwear et Orma  
Les verres Transitions conviennent à tous les porteurs de simple vision, progressif ou double foyer

Transitions®

Une saine vision en toute lumière™

PRODUIT	MATÉRIAU	TEINTE	SPHÈRE	ADDITION	CYL. à
<b>PROGRESSIF</b>					
Varilux Ipseo New Edition	TL1.67	Gris Et Brun	-12.00 à +9.00	+0.75 à +3.50	-6,00
Varilux Ipseo New Edition	Airwear	Gris	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.50	-6,00
<b>NOUVEAU!</b> Varilux Ipseo New Edition	Orma	Gris	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.50	-6,00
Famille Varilux Physio	TL1.67	Gris Et Brun	-12.00 à +9.00	<sup>1</sup> +0.75 à +3.50 Et +4.00 <sup>1</sup>	-6,00
Famille Varilux Physio	TL16	Gris Et Brun	-12.00 à +8.00	<sup>1</sup> +0.75 à +3.50 Et +4.00 <sup>1</sup>	-6,00
Famille Varilux Physio	Airwear	Gris Et Brun	-10.00 à +6.00	<sup>1</sup> +0.75 à +3.50 Et +4.00 <sup>1</sup>	-6,00
Famille Varilux Physio	Orma 1.50	Gris Et Brun	-10.00 à +6.00	<sup>1</sup> +0.75 à +3.50 Et +4.00 <sup>1</sup>	-6,00
Varilux Ellipse 360°	TL1.67	Gris Et Brun	-12.00 à +8.00	+0.75 à +3.00	-4,00
Varilux Ellipse 360°	TL16	Gris	-12.00 à +8.00	+0.75 à +3.00	-4,00
Varilux Ellipse 360°	Airwear	Gris Et Brun	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.00	-4,00
Varilux Ellipse 360°	Orma 1.50	Gris	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.00	-4,00
Varilux Ellipse	TL1.67	Gris Et Brun	-13.75 à +7.50	+0.75 à +3.00	-6,00
Varilux Ellipse	TL16	Gris	-12.00 à +8.00	+0.75 à +3.00	-6,00
Varilux Ellipse	Airwear	Gris Et Brun	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.00	-6,00
Varilux Ellipse	Orma 1.50	Gris	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.00	-6,00
Varilux Comfort DSx	TL1.67; TL16	Gris Et Brun	-12.00 à +8.00	+0.75 à +3.50	-6,00
Varilux Comfort DSx	Airwear	Gris Et Brun	-9.00 à +6.00	+0.75 à +3.00	-6,00
Varilux Comfort DSx	Orma 1.50	Gris Et Brun	-9.00 à +7.00	+0.75 à +3.50	-6,00
Varilux Comfort	TL1.67	Gris Et Brun	-13.00 à +7.50	+0.75 à +3.50	-6,00
Varilux Comfort	TL16	Gris Et Brun	-12.00 à +8.00	+0.75 à +3.50	-6,00
Varilux Comfort	Airwear	Gris Et Brun	-9.75 à +7.00	+0.75 à +3.00	-6,00
Varilux Comfort	Orma 1.50	Gris Et Brun	-9.00 à +7.50	+0.75 à +3.50	-6,00
Varilux Panamic	TL1.67	Gris	-11.50 à +7.50	+0.75 à +3.50	-6,00
Varilux Panamic	Airwear	Gris Et Brun	-10.00 à +7.00	+0.75 à +3.50	-6,00
Varilux Panamic	Orma 1.50	Gris Et Brun	-10.00 à +7.00	+0.75 à +3.50	-6,00
Definity et Definity Short	TL1.67	Gris Et Brun	-12.00 à +10.00	+1.00 à +3.50 Et +4.00	-4,00
Definity et Definity Short	Poly	Gris Et Brun	-7.00 à +4.00	+1.00 à +3.00	-4,00
Definity et Definity Short	CR-39	Gris Et Brun	-10.00 à +6.00	+1.00 à +3.00	-4,00
Essilor Biofit FreeFrame et Essilor Biofit	TL1.67	Gris Et Brun	-12.00 à +8.00	+0.75 à +3.50	-6,00 <sup>2</sup>
Essilor Biofit FreeFrame et Essilor Biofit	TL16	Gris Et Brun	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.50	-6,00 <sup>2</sup>
Essilor Biofit FreeFrame et Essilor Biofit	Airwear	Gris Et Brun	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.50	-6,00 <sup>2</sup>
Essilor Biofit FreeFrame et Essilor Biofit	Orma 1.50	Gris Et Brun	-9.00 à +6.00	+0.75 à +3.50	-6,00 <sup>2</sup>
Essilor Ovation ADS	TL1.67	Gris Et Brun	-12.00 à +7.00	+0.75 à +3.50	-4,00
Essilor Ovation ADS	Airwear	Gris Et Brun	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.50	-4,00
Essilor Ovation ADS	Orma 1.50	Gris Et Brun	-8.00 à +6.00	+0.75 à +3.50	-4,00
Essilor Ovation	TL1.67	Gris Et Brun	-12.50 à +7.50	+0.75 à +3.50	-6,00
Essilor Ovation	Airwear	Gris Et Brun	- 6.25 à +7.50	+0.75 à +3.50	-6,00
Essilor Ovation	Orma 1.50	Gris Et Brun	-9.75 à +6.75	+0.75 à +3.50	-6,00
Essilor SmallFit	Airwear	Gris Et Brun	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.00	-6,00
Essilor SmallFit	Orma 1.50	Gris	-10.00 à +6.00	+0.75 à +3.00	-6,00
Essilor Natural	Airwear	Gris	-10.00 à +7.00	+0.75 à +3.00	-6,00
Essilor Natural	Orma 1.50	Gris	-8.00 à +7.25	+0.75 à +3.50	-6,00
Adaptar	Orma 1.50	Gris	-10.00 à +7.50	+0.75 à +3.50	-6,00
<b>SEMI-FINI SIMPLE VISION</b>					
<b>NOUVEAU!</b> Essilor SV360°	TL1.67	Gris	-13.00 à +8.00		-4,00
<b>NOUVEAU!</b> Essilor SV360°	TL16	Gris	-13.00 à +8.00		-4,00
<b>NOUVEAU!</b> Essilor SV360°	Airwear	Gris Et Brun	-10.00 à +8.00		-4,00
AS TL 1.67	As TL1.67	Gris Et Brun	-17.00 à +8.00		-6,00
AS TL16	As TL16	Gris Et Brun	-13.00 à +10.00		-6,00
AS Airwear	As Airwear	Gris Et Brun	-12.00 à +9.00		-6,00
Airwear	Airwear	Gris Et Brun	-10.25 à +8.25		-6,00
Orma	Orma 1.50	Gris Et Brun	-10.50 à +7.00		-6,00
<b>FINI SIMPLE VISION</b>					
<b>NOUVEAU!</b> FSV Crizal Forte	TL16	Gris	-2.00 à -6.00		-2,00
<b>NOUVEAU!</b> FSV Crizal Forte	As Airwear; Orma 1.50	Gris	-4.00 à +2.00		-2,00
FSV Orma Crizal Alizé	Orma 1.50	Gris	-4.00 à +2.00		-2,00
FSV Orma Crizal	Orma 1.50	Gris Et Brun	-4.00 à +2.00		-2,00
FSV AS Airwear HC	As Airwear	Gris	-6.00 à +4.00		-2,00
FSV Orma Supra	Orma 1.50	Gris Et Brun	-4.00 à +4.00		-2,00
<b>DOUBLE ET TRIPLE FOYER</b>					
SF ST28	Orma 1.50	Gris Et Brun	-10.00 à +8.00	+1.00 à +3.00	-6,00
SF ST35	Orma 1.50	Gris Et Brun	-5.25 à +8.00	+1.00 à +3.00	-6,00
SF TRF 7x28 Orma	Orma 1.50	Gris Et Brun	-6.00 à +6.00	+1.50 à +3.00	-6,00

<sup>1</sup> Add. +0.75 à +3.00 pour Varilux Physio Short 360°

<sup>2</sup> Cyl. -4.00 pour FreeFrame




## Les verres Essilor® Transitions® avec Crizal Forte™

Procurent à vos patients une clarté de vision optimale à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils contribuent à préserver la santé de leurs yeux à long terme, pour une saine vision aujourd'hui et demain.

PARFAIT AVEC  
**Crizal FORTE™**





# Transitions<sup>MD</sup>




## Pourquoi recommander Transitions<sup>®</sup> avec Crizal Forte<sup>™</sup> à vos patients ?

- Transitions avec Crizal Forte s'ajuste automatiquement aux variations de lumière pour une clarté de vision incomparable à l'intérieur comme à l'extérieur
  - Environ 1 minute pour atteindre l'état foncé (18% de transmission et moins à 23°C)
  - Environ 6 minutes pour atteindre l'état clair (70% de transmission et plus à 23°C)
- Transitions avec Crizal Forte rehausse les contrastes et contribue à réduire l'éblouissement, soulageant ainsi la fatigue oculaire
- Transitions avec Crizal Forte bloque 100% des rayons nocifs UVA et UVB pour préserver la santé de leurs yeux à long terme, pour une saine vision aujourd'hui et demain

PARFAIT AVEC  
**Crizal FORTE<sup>™</sup>**

- Crizal Forte améliore la performance des verres Essilor Transitions pour des verres plus attrayants
  - Meilleure résistance aux rayures pour une clarté de vision durable
  - Meilleures propriétés antistatique et antisalissure pour des verres pratiquement sans poussières qui restent plus propres plus longtemps



Visitez [transitions.com](http://transitions.com) pour en apprendre plus.

## Contrôle Intégral de la Lumière

Comme avec toutes paires de verres clairs, votre patient aura besoin d'une seconde paire pour usage spécifique comme la conduite d'un véhicule ou la pratique d'un sport en condition d'éblouissement aveuglant.

Pour un Contrôle Intégral de la Lumière, une paire additionnelle de verres Polarissant Essilor procurera une saine vision en toute lumière.

## Vision Haute Résolution

Les verres Transitions sont aussi disponibles avec la Vision Haute Résolution pour un contraste inégalable :

- Varilux Ipseo *New Edition*
- Varilux Physio f-360°
- Varilux Physio 360°
- Varilux Physio Short 360°
- Varilux Physio
- Varilux Ellipse 360°
- Essilor SV 360°



### PREUVE D'AUTHENTICITÉ !

Chaque paire de verres Transitions est livrée avec un Certificat d'Authenticité (CA). Avant de le remettre à votre patient, assurez-vous d'inscrire votre Numéro d'Identification de Commerce (NIC) à l'endos du feuillet annexé à la carte. Chaque paire de verres inscrits en ligne par vos patients vous permet d'accumuler des points récompenses. Découvrez comment en vous branchant à [www.transitions.com/recompenses](http://www.transitions.com/recompenses)

Pour obtenir votre NIC, contactez le Service à la Clientèle de Transitions Optical par téléphone 1-877-254-2590 ou par courriel [customerservicecanada@transitions.com](mailto:customerservicecanada@transitions.com)

**SATISFACTION TOTALE**  
OU NOUS VOUS LES ÉCHANGERONS POUR D'AUTRES VERRES ESSLILOR<sup>®</sup>

**MODALITÉS :** Le programme SATISFACTION TOTALE s'applique à tous les verres Essilor Transitions traités Crizal Forte D, Crizal Forte, Crizal EC, Trio EC, Trio ou TD2 commandés à un des laboratoires du Groupe Essilor et uniquement pour les cas de non-satisfaction. La période d'échange pour le professionnel de la vue est de 3 mois à partir de la date de facturation. La prescription (puissance, mesure) des verres de remplacement doit être identique en tout point à celle des verres Transitions retournés. Pour obtenir le crédit des verres Essilor Transitions, le professionnel doit fournir au laboratoire : les verres Transitions retournés pour non-satisfaction, une copie de la facture des verres Transitions retournés, une copie de la facture des verres de remplacement avec la raison du retour évoquée par le consommateur.